

D.CORE
Deep Core

デザインとテクノロジーの融合

技術力があるから生まれたデザイン

曲木から機械技術に至るまで全て計算し尽くした美しいマッサージチェア



細部までこだわったデザイン



どんなお部屋でも馴染むように最新技術をウォールナットという天然木で包み込みました。

天然由来の素材は、視覚的にも触覚的にも癒しを感じていただけます。

美しい曲線の木製肘掛け



両側面にLEDライトを内蔵



スタイリッシュなヘッドパッド



ヘッドパッドを内蔵することにより付けたり外したりという煩わしさを解消し見た目にもすっきりした印象に

リクライニング機構にスライド構造を採用しており、壁から約20cmの間隔を空けていただくだけで設置することができます。






Core Technology

【エア】+【指圧ローラー】の組合せ技（腕・ふくらはぎ・足裏への指圧）

D_Core 指圧とは

D_Core指圧とは、人の親指を模した特殊形状の専用揉み玉を楕円に回転させることで、筋肉に対してより深い押圧刺激を連続的に与え、更に複雑で多様なマッサージを実現し、深層筋にまで働きかけることができる新技術です。

筋肉は幾つもの層になっており、コリやハリを解消させるには、深部にある筋肉のさらに深層までアプローチすることが重要と言われています。新技術のD_Core指圧は身体を前に押し出さず、筋肉にローラーを挿し込むような、一歩踏み込んだ刺激を届けることができるため、筋肉の表層だけでなく深層筋までしっかりほぐすことができます。



※背景の画像は研究開発中のプロトタイプロボットです。

D_Core Series

D_Core DC-100J CIRRUS

- 筋肉の深層筋までアプローチするD_Core指圧を採用
- 腕・ふくらはぎ・足裏にはエア揉み+指圧ローラー揉みの組み合わせ
- 側面から後方に3層のウォールナット材を使用
- 高級感のある木製肘掛け

選べる9つのコース

- クイック
- コア指圧
- 疲労回復
- 血行促進
- アクティブ
- 快眠
- 首・肩
- 腰
- むくみ緩和



D_Core DC-001J CLOUD


- 7cmの押しをプラスした3D揉みを体感できる高機能な背メカ搭載
- 腕やふくらはぎをエアセルで強く、優しく包み込みます
- 側面から後方にウォールナット材を使用

選べる9つのコース

- クイック
- リンパ
- 疲労回復
- 血行促進
- アクティブ
- 快眠
- 首・肩
- 腰
- むくみ緩和



Specifications

型式	DC-100J	DC-001J	
製品名	D_Core CIRRUS	D_Core CLOUD	
【Color】 B(ブラック) CW(クリームホワイト)			
メーカー希望小売価格	オープン価格	オープン価格	
JANコード	(CW)4595641214023 (BK)4595641214016	(CW)4595641214047 (BK)4595641214030	
医療機器認証番号	304AKBZ00025000	304AKBZ00026000	
商品寸法	幅約94cm×奥行約149(184)cm×高さ約126(94)cm ※奥行・高さの()内の数字は背もたれを倒した状態の寸法		
重量	約135kg	約125kg	
自動コース	9	9	
背	3D 押出	○	○
	指圧	○	—
肩	エア-	○	○
	メカ	○	—
腕	指圧子	○	—
	エア-	○	○
	メカ	○	○
座	エア-	○	—
	メカ	○	—
脹脛	指圧子	○	○
	エア-	○	○
	メカ	○	○
足先	指圧子	○	○
	エア-	○	○
	メカ	○	—
ヒーター	○	—	

■使用目的または効果

あんま・マッサージの代用。一般家庭で使用すること。

- 疲労回復 ●筋肉の疲れをとる ●神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 ●血行をよくする ●筋肉のこりをほぐす
- ※「指圧」の文言を使用しておりますが、使用目的または効果に指圧の代用は含まれておりません。

■安全に関するご注意

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

次の人は使用しないでください

◎医師からマッサージを禁じられている人例：血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など。 ◎急性の頸椎ねんざ(むちうち症)の疑いのある人


次の人は、使用前に医師に相談してください

◎心臓に障害のある人 ◎糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ◎骨粗しょう(鬆)症の人やせきつゝ(脊椎)の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の人 ◎治療部位に創傷のある人 ◎体温38℃以上(有熱期)の人
 人例：急性炎症症状[けん(倦)怠感、悪寒、血圧の変動など]の強い時期。衰弱しているとき。 ◎妊娠初期の不安定期または出産直後の人 ◎ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ◎背骨(脊椎)に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 ◎かつて医師に治療を受けた部位、または現在治療中の疾患部位へ使用する人 ◎悪性のしゅよう(腫瘍)のある人 ◎安静を必要とする人 ◎内臓疾患などの急性症状のある人 ◎医師の治療を受けている人や、特に体の異常を感じている人 ◎リウマチ症、痛風などにより関節が変形している人 ◎めまい、ふらつき、耳鳴りの症状がある人 ◎捻挫、肉離れなどの炎症性の人 ◎腱鞘炎、またはそのおそれがある人 ◎温度感覚喪失が認められる人【ヒーター搭載機種のみ】
 ●特定の病気をお持ちでない場合でも、高齢者や骨が弱いと思われる方は使用前に医師に相談してください。


【開梱時・本体寸法】

最小搬入幅をご確認ください。

- 本体とアームレスト・フットレストは搬入しやすいよう別梱包でお届けします。



【外形寸法】 奥行・高さの()内の数字は背もたれを倒した状態の寸法



※印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。 ※仕様およびデザインは改良のため予告なく変更することがあります。 ※本カタログは製品をイメージした写真またはイラストを使用しています。



ニシ株式会社

〒107-0062
東京都港区南青山2丁目4番8号
<https://nin-japan.co.jp>



【お問い合わせ窓口】 ☎ 0120-380-200
(受付時間は月～金10:00～17:00/祝日・年末年始・夏季休業日を除く)

このカタログは2022年6月現在のものです。 20220610NI01